



Baseline Affimag

系列磁性分离架

铁，在生物磁分离操作中可用于吸附磁性微粒，从而实现复杂混合物中目标分子的快速分离和纯化。Affimag 系列磁性分离装置具有多种不同的规格，可以同时处理 2-96 个样品，满足您对不同的样品通量的需求。

【简介】

Affimag 系列磁性分离架内含超强磁

【规格型号】

Affimag 磁分离架			
产品	货号	适用范围	图片
Affimag 磁分离架 (双管)	50502	0.5 ml 微离心管×2 孔	
	51502	1.5 ml 微离心管×2 孔	
	55002	15.0 ml 离心管×1 孔 50.0 ml 离心管×1 孔	
Affimag 磁分离架 (十二管)	50512	0.5 ml 微离心管×12 孔	
	51512	1.5 ml 微离心管×12 孔	
Affimag 96 孔板 磁分离架	50296	九十六孔板	

【使用注意事项】

1. 丙酮、氯仿等有机溶剂会腐蚀 Affimag 磁分离架，使用时应避免此类有机溶剂；磁分离架脏污后可用软布浸渍少量甲醇、乙醇擦拭；请避免用尖利物体刮滑磁分离架表面。

2. Affimag 磁分离架内含超强磁铁，使用时应注意避免接触手机、电脑、磁卡等易被磁化的物品。

【贮存】

室温保存。